

CD133 antibody [293C3] (PE)

Cat. No. GTX00508-08

| | |
|------|------------|
| 宿主 | Mouse |
| 克隆 | Monoclonal |
| 同种型 | IgG2b |
| 实验应用 | FCM |
| 种属反应 | Human |

实验应用

应用说明

*最佳稀释倍数与浓度应由研究人员确认

| Suggested dilution | Recommended dilution |
|--------------------|--|
| FCM | 10 µl reagent / 100 µl of whole blood or 10 ⁶ cells in a suspension |

以下为常规应用缩写的中文注解

WB: 免疫印迹

ICC/IF: 细胞染色

IHC-P: 石蜡切片

IHC-Fr: 冰冻切片

属性

| | |
|------|--|
| 形式 | Liquid |
| 存储溶液 | PBS |
| 保存剂 | 15mM Sodium azide |
| 存放说明 | Store as concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening vial. Store at 4°C. DO NOT FREEZE. Protect from light. |
| 浓度 | Batch dependent (Please refer to the vial label for the specific concentration.) |
| 偶联 | Phycoerythrin (PE) Wavelength |
| 注意事项 | 仅供实验室使用。不适用于人类或动物的任何临床，治疗或诊断用途。不适合动物或人类食用。 |



For full product information, images and publications, please visit our [website](#).