

## EpCAM antibody [VU-1D9] (PerCP-Cy5.5)

Cat. No. GTX00606-11

宿主	Mouse
克隆	Monoclonal
同种型	IgG1
实验应用	FCM
种属反应	Human

引用文献 (7)

## 实验应用

## 应用说明

\*最佳稀释倍数与浓度应由研究人员确认

Suggested dilution	Recommended dilution
FCM	4 $\mu$ l reagent / 100 $\mu$ l of whole blood or $10^6$ cells in a suspension

以下为常规应用缩写的中文注解

WB: 免疫印迹

ICC/IF: 细胞染色

IHC-P: 石蜡切片

IHC-Fr: 冰冻切片

## 属性

形式	Liquid
存储溶液	PBS
保存剂	15mM Sodium azide
存放说明	Store as concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening vial. Store at 4°C. DO NOT FREEZE. Protect from light.
浓度	Batch dependent (Please refer to the vial label for the specific concentration.)
偶联	Peridinin-chlorophyll proteins-Cyanine5.5 (PerCP-Cy5.5) <a href="#">Wavelength</a>
注意事项	For laboratory use only. Not for any clinical, therapeutic, or diagnostic use in humans or animals. Not for animal or human consumption. Cy and CyDye are trademarks of GE Healthcare.

For full product information, images and publications, please visit our [website](#).