

Endomucin antibody [V.7C7.1]

Cat. No. GTX03740

宿主	Rat
克隆	Monoclonal
同种型	IgG2a
实验应用	WB, ICC/IF, IHC-P, IHC-Fr, FCM, IP
种属反应	Mouse

实验应用

应用说明

*最佳稀释倍数与浓度应由研究人员确认

Suggested dilution	Recommended dilution
WB	Assay dependent
ICC/IF	Assay dependent
IHC-P	Assay dependent
IHC-Fr	Assay dependent
FCM	Assay dependent
IP	Assay dependent

以下为常规应用缩写的中文注解

WB: 免疫印迹

ICC/IF: 细胞染色

IHC-P: 石蜡切片


IHC-Fr: 冰冻切片

属性

形式	Liquid
存储溶液	Filter-sterilized PBS, 0.1% BSA
保存剂	0.02% sodium azide
存放说明	Store as concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening vial. Store at 4°C.
浓度	0.1 mg/ml (Please refer to the vial label for the specific concentration.)
偶联	Unconjugated
注意事项	仅供实验室使用。不适用于人类或动物的任何临床、治疗或诊断用途。不适合动物或人类食用。

For full product information, images and publications, please visit our [website](#).

產品圖片



GTX03740 ICC/IF Image

ICC/IF analysis of bEND3 cells using GTX03740 Endomucin antibody [V.7C7.1].

Dilution : 1 µg/ml



For full product information, images and publications, please visit our [website](#).