

Her2 / ErbB2 antibody [ICR55]

Cat. No. GTX11711

宿主	Rat
克隆	Monoclonal
同种型	IgG2a
实验应用	WB, IHC-P, IHC-Fr, FCM, IP
种属反应	Human

引用文献 (1)

实验应用

应用说明

*最佳稀释倍数与浓度应由研究人员确认

Suggested dilution	Recommended dilution
WB	Assay dependent
IHC-P	Assay dependent
IHC-Fr	Assay dependent
FCM	Assay dependent
IP	Assay dependent

以下为常规应用缩写的中文注解

WB: 免疫印迹

ICC/IF: 细胞染色

IHC-P: 石蜡切片

IHC-Fr: 冰冻切片

属性

形式	Liquid
存储溶液	PBS
保存剂	0.09% Sodium azide
存放说明	Store as concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening vial. For short-term storage (1-2 weeks), store at 4°C. For long-term storage, aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
浓度	1.0 mg/ml (Please refer to the vial label for the specific concentration.)
偶联	Unconjugated
RRID	AB_371607
注意事项	仅供实验室使用。不适用于人类或动物的任何临床、治疗或诊断用途。不适合动物或人类食用。

For full product information, images and publications, please visit our [website](#).