

Hairy Cell Leukemia antibody [DBA.44]

Cat. No. GTX20779

宿主	Mouse
克隆	Monoclonal
同种型	IgM
实验应用	IHC-P
种属反应	Human

实验应用

应用说明

*最佳稀释倍数与浓度应由研究人员确认

Suggested dilution	Recommended dilution
IHC-P	1:15-1:30

Note : Recommendations for antigen retrieval : Citrate Buffer pH 6.0

以下为常规应用缩写的中文注解

WB: 免疫印迹

ICC/IF: 细胞染色

IHC-P: 石蜡切片


IHC-Fr: 冰冻切片

属性

形式	Liquid
存储溶液	Tissue culture supernatant
保存剂	0.09% Sodium azide
存放说明	Store as concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening vial. Store at 4°C.
偶联	Unconjugated
注意事项	仅供实验室使用。不适用于人类或动物的任何临床、治疗或诊断用途。不适合动物或人类食用。



For full product information, images and publications, please visit our [website](#).

產品圖片

GTX20779 IHC-P Image

IHC-P analysis of human tonsil tissue using GTX20779 Hairy Cell Leukemia antibody [DBA.44].



For full product information, images and publications, please visit our [website](#).