

Clostridium difficile Toxin B antibody [5158]

Cat. No. GTX36777

宿主	Mouse
克隆	Monoclonal
同种型	IgG1
实验应用	ELISA
种属反应	Clostridium difficile

引用文献 (1)

实验应用

应用说明

*最佳稀释倍数与浓度应由研究人员确认

Suggested dilution	Recommended dilution
ELISA	1:20-1:200

以下为常规应用缩写的中文注解

WB: 免疫印迹

ICC/IF: 细胞染色

IHC-P: 石蜡切片

IHC-Fr: 冰冻切片

属性

形式	Liquid
存储溶液	PBS
保存剂	0.1% Sodium azide
存放说明	Store as concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening vial. Store at 4°C.
浓度	100 µg/ml (Please refer to the vial label for the specific concentration.)
偶联	Unconjugated
注意事项	仅供实验室使用。不适用于人类或动物的任何临床, 治疗或诊断用途。不适合动物或人类食用。

For full product information, images and publications, please visit our [website](#).