

PGAP3 antibody (C-terminal) (FITC)

Cat. No. GTX47867

宿主	Rabbit
克隆	Polyclonal
同种型	IgG
实验应用	WB, ELISA
种属反应	Human

实验应用

应用说明

*最佳稀释倍数与浓度应由研究人员确认

Suggested dilution	Recommended dilution
WB	Assay dependent
ELISA	Assay dependent

以下为常规应用缩写的中文注解

WB: 免疫印迹

ICC/IF: 细胞染色

IHC-P: 石蜡切片

IHC-Fr: 冰冻切片

属性

形式	Liquid
存储溶液	Tris/Glycine, 0.5% BSA, 30% Glycerol
保存剂	0.02% Sodium azide
存放说明	Store as concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening vial. For short-term storage (1-2 weeks), store at 4°C. For long-term storage, aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles. Protect from light.
浓度	0.50-0.75 mg/ml (Please refer to the vial label for the specific concentration.)
偶联	Fluorescein isothiocyanate (FITC) Wavelength
注意事项	仅供实验室使用。不适用于人类或动物的任何临床、治疗或诊断用途。不适合动物或人类食用。



For full product information, images and publications, please visit our [website](#).