

CD18 antibody [YTS 213.1] (Azide free)

Cat. No. GTX74603

宿主	Rat
克隆	Monoclonal
同种型	IgG2a
实验应用	IHC-Fr, FCM, IP, IHC
种属反应	Human, Mouse

引用文献 (1)

实验应用

应用说明

*最佳稀释倍数与浓度应由研究人员确认

Suggested dilution	Recommended dilution
IHC-Fr	Assay dependent
FCM	1/25-1/50
IP	Assay dependent
IHC	Assay dependent

Note : Use 10 μ l of the suggested working dilution to label 10⁶ cells in 100 μ l.

以下为常规应用缩写的中文注解

WB: 免疫印迹

ICC/IF: 细胞染色

IHC-P: 石蜡切片

IHC-Fr: 冰冻切片

属性

形式	Liquid
存储溶液	PBS
保存剂	No preservatives
存放说明	Store as concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening vial. For short-term storage (1-2 weeks), store at 4°C. For long-term storage, aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
浓度	Batch dependent (Please refer to the vial label for the specific concentration.)
偶联	Unconjugated
RRID	AB_378229
注意事项	仅供实验室使用。不适用于人类或动物的任何临床、治疗或诊断用途。不适合动物或人类食用。

For full product information, images and publications, please visit our [website](#).